

glo



MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTIONS MANUAL
MANUEL DE INSTRUCCIONES

Seguridad	5
Componentes	11
Usos principales	13
Antes de comenzar el tratamiento	14
Cómo realizar el tratamiento	15
Finalización del tratamiento	18
Limpieza y conservación	18
Servicio al cliente y garantía	19



Lipo masajeador corporal Indicaciones de Seguridad

Muchas gracias por haber confiado en nosotros adquiriendo nuestro producto, esperamos que disfrute de su nuevo aparato de cuidado corporal, un tratamiento estético avanzado para combatir la celulitis eficazmente en casa, diseñado ergonómicamente para un uso intuitivo y sencillo, basándose en la tecnología empleada en clínicas y centros médico-estéticos.

Para ofrecerle la mejor experiencia posible usando su nuevo aparato de tratamiento corporal glo910, puede visitar nuestra Web, donde dispone de toda la información del producto y su modo de uso en videos. www.glo910.com.



- Lea completamente estas instrucciones antes de utilizar su aparato.
- Este manual es parte integrante del producto. Consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.



Indicaciones de Seguridad

- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.
- Las personas insensibles al calor deben tener cuidado al utilizar el aparato.
- Este aparato es sólo para uso doméstico, no industrial. Cualquier uso diferente al indicado podría ser peligroso. No utilice este aparato como sustituto a una atención médica adecuada.
- Consulte a su médico si tiene algún problema de salud, como la utilización de marcapasos.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio post-venta o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- No realice ninguna modificación ni reparación en el aparato. Ante cualquier anomalía en el cable u otra parte del aparato, no lo use y acuda a un servicio de asistencia autorizado.
- No utilice el aparato directamente si presenta inflamaciones o erupciones cutáneas.
- No utilice la radiación infrarroja en caso de padecer varices, podría empeorar el problema circulatorio.
- No utilice el aparato en la zona del abdomen si está o sospecha que podría estar embarazada.
- Recoger el cabello con un gorro de piscina durante el masaje en cuello y espalda para evitar que el pelo se enganche con el cabezal de masaje accidentalmente

- Advertencia! No deje el aparato quieto sobre un mismo punto sin moverlo durante más de 30 segundos, el roce continuado con la piel puede provocar rozaduras debido a la fricción, o quemaduras en el caso extremo de una aplicación en el mismo punto demasiado prolongada.
- No utilice piezas o accesorios no suministrados o recomendados por la marca.
- Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje indicado coincide con el de su hogar.
- Desenchufe el aparato siempre después de su uso y antes de desmontar o montar piezas y realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza. Desenchúfelo también en caso de apagón. Cuando enchufe o desenchufe el aparato, debe estar desconectado.
- No tire nunca del cable ni cuelgue el aparato por él. Desenchufe el aparato tirando siempre de la clavija, nunca del cable.
- Evite que el cable de alimentación entre en contacto con aristas cortantes o superficies calientes. No deje el cable colgando por el borde de la mesa o encimera, para evitar que los niños tiren de él y hagan caer el aparato.
- Retire todas las bolsas de papel o de plástico, láminas plásticas, cartones y pegatinas eventuales que se encuentran dentro o fuera del aparato que sirvieron como protección de transporte o promoción de venta.



- No utilice el aparato cerca de bañeras, lavabos, duchas u otros recipientes que contengan agua. Si cayera al agua, NO intente cogerlo. Desenchúfelo inmediatamente.
- No deje el aparato expuesto a agentes atmosféricos.
- No toque el aparato con las manos húmedas cuando esté en funcionamiento.
- Nunca deje el aparato funcionando sobre una superficie o trapo húmedo.

RECICLAJE

En caso de decidir no volver a utilizar el aparato, se recomienda inutilizarlo. Para ello, desenchufe el aparato y corte el cable de alimentación. Además se recomienda, inutilizar las partes del aparato que puedan ser peligrosas, especialmente para los niños, ya que podrían utilizarlo de manera inadecuada para jugar.



¡¡ATENCIÓN!!: Cuando desee desprenderse del aparato, **NUNCA** lo deposite en la basura, sino que acuda al **PUNTO LIMPIO** o de recogida de residuos más cercano a su domicilio, para su posterior tratamiento. De esta manera, está contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

Este aparato cumple con la Directiva 2006/95/EC de Baja Tensión, con la Directiva 2004/108/EC de Compatibilidad Electromagnética y con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.






Lipo-masajeador corporal

Modo de empleo

Componentes

- 1- Cuerpo principal del aparato
- 2- Interruptor encendido/apagado del masaje
- 3- Interruptor encendido/apagado de la tecnología SLIM tech® (mod. glo910+)
- 4- Tecnología SLIM tech® (mod. glo 910+)
- 5- Potenciómetro intensidad de masaje
- 6- Indicador luminoso de la intensidad de masaje seleccionada
- 7- Eje de colocación de los rotores de masaje
- 8- Botón para la extracción y fijación de los cabezales de masaje
- 9- Cabezales de masaje:
 - a. CELLU-ACTIVE (*)
 - b. CELLU-DETOX (mod. glo910+)
 - c. SOFT-MASSAGE (mod. glo910+)
 - d. BODY BRUSH (mod. glo910+)



(*) glo 910 viene de serie con el cabezal más polivalente y eficaz del tratamiento de belleza corporal de la serie glo 910, puede completar y componer su propio tratamiento personalizado de belleza adquiriendo los cabezales de masaje que desee por separado.

Usos principales

La **Serie glo 910** ha sido diseñada para ser una **terapia eficaz para detener el proceso celulítico**, restablecer una correcta circulación venosa y linfática, y eliminar los nódulos de grasa que forman la piel de naranja. Su **potente motor** realiza un movimiento de rotación y vibración fuerte, pero indoloro, que convierte el tratamiento en una experiencia agradable y efectiva.

El modelo glo910+ está dotado de la tecnología **SLIM tech®**, que potencia la gran eficacia del masaje liporreductor con una combinación de infrarrojos y RED LEDs rojos con distintas longitudes de onda (LED rojos: 630nm, Infrarrojos: 940nm) que penetran varios niveles de profundidad simultáneamente (entre 1 y 4mm), alcanzando a los adipocitos durante el masaje, de manera que favorece su disolución, licuándose para ser luego eliminados junto con los líquidos retenidos, movilizados por el masaje, a través del sistema linfático.

La combinación de los cabezales de masaje, el control de la intensidad del tratamiento y las energías térmicas permite múltiples aplicaciones:

- **CELLU-ACTIVE (9.a):** es ideal para ayudar a eliminar la celulitis y la flaccidez, estimular la circulación sanguínea y de retorno, tonificar los músculos, realizar drenajes linfáticos, reducir volumen, calmar dolores de espalda, ciática y lumbago, relajación y precalentamiento muscular, etc. Permite tratar de forma específica la grasa abdominal para conseguir un efecto **vientre plano**, una cintura más fina y una piel más firme.

Recomendaciones generales de uso: Aplicar siempre sobre la piel en seco. Apto para piernas, glúteos, abdomen y brazos.

- **CELLU-DETOX (9.b):** Estimula activamente el drenaje y alisa la celulitis de tipo flexible y no dolorosa causada por la retención de líquidos debido a la mala circulación venosa o linfática, con aspecto de piel de naranja. Este cabezal está indicado para el uso combinado de cremas y aceites, multiplicando sus resultados. Puede usarse tanto para masajes relajantes como para tratamientos específicos, aumentando el índice de penetración de estos productos.

Cellu-Detox está indicado para **deportistas**, como un tratamiento previo a un ejercicio físico intenso, evitando las lesiones mediante el pre-calentamiento de los músculos a ejercitar.

Este cabezal es además apto para los masajes en los pies (reflexoterapia podal), que no solo produce una gran sensación de relajación y bienestar para los pies cansados, sino que tiene efecto en el resto del cuerpo.

Recomendaciones generales de uso: Uso con o sin crema.

- **BODY-BRUSH (9.d):** Novedoso cabezal de exfoliación corporal, de suaves cerdas, finas y flexibles de **fibra natural**, que ejercen cierta presión sobre el cuerpo, arrastrando la células muertas y las impurezas hasta lograr que la piel saludable emerja a la superficie. La piel recupera así su tono juvenil, radiante y luminoso.

El brushing en seco **tonifica el cuerpo y activa el sistema linfático** y la circulación sanguínea. Tiene muchos beneficios entre ellos ayuda a combatir la celulitis y la piel seca, incluso en codos, rodillas... además, ayuda a **prevenir varices**, activar la circulación, favorece la eliminación de toxinas y hace que la piel se vea sedosa y radiante.

Recomendaciones generales de uso: Uso en seco. Ideal hacer este tratamiento una o dos veces por semana, antes de dormir o antes del baño/ducha. Zonas donde tienen celulitis: cepillado energético y fresco.

- **SOFT-MASSAGE (9.c):** Cabezal de pequeños cilindros de espuma blanda y superficie plana, ideales para la exfoliación suave de la piel, dejando la piel luminosa y reafirmada. Recomendado para tratar zonas suaves y delicadas, y realizar masajes relajantes (reflexoterapia, dolor en zona cervical, etc). Ideal para el alivio de molestias en piernas con varices.

Recomendaciones generales de uso: Usar con velocidad suave. Siempre se debe usar en seco, sin cremas.

Antes de comenzar el tratamiento

- La piel debe estar limpia y seca
- Elija el cabezal adecuado al tratamiento que desea realizar y colóquelo en el eje.

COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL CABEZAL

(figura 1)

- a) Para colocar el cabezal, introduzca el eje del cabezal seleccionado (7) en el eje ubicado en la base del aparato, y fíjalo pulsando el botón (8) que se encuentra en el centro. No hace falta presionar, ni forzar el sistema de anclaje.
- b) Para extraer un cabezal de masaje, presione el botón (8). Una vez suelto, tire de él hacia afuera.



Figura 1

Cómo realizar el tratamiento

- Enchufe el aparato a la red eléctrica y accione el botón de encendido y apagado (2), que se iluminará.
- **Seleccione la velocidad** de masaje girando el potenciómetro (5), el nivel seleccionado se ve fácilmente en el visor luminoso (6) que aumentará progresivamente su intensidad. El cabezal comenzará a girar (figura 2).
- (Modelo glo910+) Si quiere activar la tecnología **SLIM tech®** (4) presione el botón 4. Se iluminará el botón indicando que la energía fototérmica está activada, además, los RED LEDs Rojos se verán a través de la zona de emisión de la energía (4) (figura 3).

RECOMENDACIONES:

- Utilice una intensidad de masaje baja en zonas donde la piel es delicada (cara, cuello, senos, brazos...), para los pies, si tiene varices o si está embarazada.
- Para el resto del cuerpo, comience por una velocidad baja y vaya subiéndola progresivamente según tu sensibilidad y el cabezal que esté utilizando.
- El aparato tiene suficiente fuerza por sí mismo, no es necesario apretarlo excesivamente contra la piel, sujételo firmemente y vaya desplazándolo por la piel. Puede presionar más en algunas zonas, como los glúteos.
- Al principio, pudiera darse la circunstancia de que al utilizar el cabezal CELLU-ACTIVE (9.a) se formaran hematomas, ya que puede haber gran cantidad de acumulación de células enquistadas; esto es normal e irá progresivamente mejorando con el tratamiento. La causa de los hematomas es la intensidad aplicada al masaje muscular profundo y al tejido conectivo, aunque es importante señalar que no todos los masajes producen moretones. Si tiene fragilidad capilar y por lo tanto, propensión a presentar hematomas debido a un masaje de tejido profundo, realice el tratamiento con el cabezal CELLU-DETOX (9.b) y con una intensidad suave de masaje.

DURACIÓN DEL MASAJE:

- El éxito de este tratamiento radica en la constancia, es recomendable realizar el tratamiento entre 15-20 minutos mínimo 3 veces por semana. Durante el primer mes, es recomendable utilizarlo a diario. Con el tiempo, espaciar los masajes realizando menos sesiones por semana.

- Este aparato dispone de un sistema de seguridad incorporado, por ello a los a los 30 minutos de uso continuo se auto-apagará. Si desea seguir con el tratamiento, espere unos minutos (5 aproximadamente) y vuelva a encender el aparato. Continúe con el uso normalmente.
- Puede alternar los cabezales de masaje, para tratar diferentes partes del cuerpo y/o aplicar diferentes tratamientos (masaje, exfoliación, limpieza), por ejemplo, si utiliza el cabezal CELLU-ACTIVE, para combatir la celulitis, sustitúyalo un día por el BODY BRUSH y otro por el CELLU-DETOX, aumentando la eficacia del tratamiento.
- **El masaje se debe hacer en sentido de la circulación de la sangre**, para favorecer la eliminación de toxinas a través del sistema linfático (en general, en sentido ascendente), (figura 4).



Figura 2



Figura 3


Recomendaciones para cada área del cuerpo:

! NO se recomienda realizar el masaje sobre zona ósea con el cabezal Cellu-active.


PIERNAS: realice el masaje en sentido ascendente desde el tobillo hasta la rodilla. Desde la rodilla, ir deslizando el aparato hasta los glúteos y la cintura.



BRAZOS: No utilizar el cabezal CELLU ACTIVE. Eleve el brazo, y deslice el aparato desde el codo hasta la axila.



ABDOMEN: en el abdomen, realice el masaje con intensidad baja y deslice el aparato lentamente desde el ombligo hacia el exterior.



Descubre en www.glo910.com las Técnicas de dermatología estética para un resultado reductor profesional desarrolladas en colaboración con médicos estéticos. Podrás optimizar los efectos reductores y anticelulíticos del innovador sistema liporeductor Glo910 gracias al protocolo de aplicación, reproduciendo fácilmente maniobras análogas a las realizadas en Centros especializados para conseguir resultados profesionales en tu propia casa.





Figura 4

ESPALDA: el masaje en la espalda se debe hacer tumbado boca abajo por lo que se necesita la ayuda de otra persona. Comience el masaje en el centro de la región lumbar deslizando el aparato hacia los lados durante unos segundos y vaya realizando el masaje a ambos lados de la columna hasta la zona cervical.

Si padece lumbago, puede utilizar el aparato para aliviar el dolor. La duración, cabezal y fuerza de este masaje dependerá de la intensidad del dolor, pero no es recomendable tratar esta dolencia durante más de 3 min. A continuación, puede aplicar una crema anti-inflamatoria en la zona con el cabezal CELLU-DETOX. Si tiene el modelo glo910+ utilice la fototerapia en este tratamiento.



! NO realice nunca el masaje sobre la columna vertebral.

! NO deje el aparato quieto sobre un mismo punto sin moverlo durante más de 30 segundos, el roce continuado con la piel puede provocar rozaduras debido a la fricción, o quemaduras en el caso extremo de una aplicación en el mismo punto demasiado prolongada.

MASAJE PODAL: alivia el cansancio y la tensión acumulados en la zona de la planta con un suave masaje en la intensidad de masaje mínima y con el cabezal CELLU-DETOX. También puede utilizar el cabezal SOFT-MASSAGE.



! Retire el pelo de la cara antes de aplicar el aparato para evitar que se enrede con el cabezal. Si tiene un gorro de piscina o ducha, es recomendable usarlo para una mayor seguridad y confort.

Tras el intenso masaje, los poros de la piel quedan abiertos aumentando la eficacia de las cremas de tratamiento, por lo que es el momento ideal para aplicarlas. Incluso puede potenciar aún más su efecto utilizando el cabezal CELLU-DETOX, para su aplicación, su masaje profundo ayudará a multiplicar los efectos de las cremas y aceites de tratamiento. Limpie el cabezal de los restos de crema tras este tratamiento.

Finalización del tratamiento

Una vez finalizado el masaje, apague el aparato presionando los botones accionados al inicio del tratamiento. El aparato parará. A continuación, desconectar de la red eléctrica la clavija.

Limpeza y conservación

- Una vez desenchufado el aparato, utilice un paño seco para limpiar el exterior.
- No utilice disolventes, detergentes, ni productos abrasivos.
- Cuando no vaya a utilizar el aparato, guárdelo en un sitio fresco y seco.
- No retuerza el cable, ni tire de él, ni lo enrolle alrededor del aparato, para evitar que se dañe. Si está dañado, sustitúyalo de inmediato por personal cualificado.

LIMPIEZA DE LOS CABEZALES DE MASAJE:

- Se recomienda limpiar los cabezales con un cepillito o una toallita suave. Puntualmente, se pueden lavar cuidadosamente con agua fría (30°C) y un poco de jabón neutro. Evitar la entrada de agua en el anclaje del cabezal. Dejar secar bien antes del próximo uso.



Servicio al cliente y garantía:

Para más información sobre glo910 y sus condiciones de garantía, por favor, visite nuestra página web www.glo910.com

Si su aparato glo910 o glo910+ está roto, dañado, necesita una reparación o para cualquier otra asistencia al usuario, por favor, contacte con su Servicio Local de Atención al Cliente de glo910, en support@glo910.com.

Condiciones de la garantía:

- El titular queda amparado por los derechos que le confiere la Ley 1/2007 relativa a la Garantía en la Venta de Bienes.
- El plazo de validez de la garantía se inicia a partir de la fecha indicada en la factura o ticket de compra del producto.
- Durante los dos años, la reparación será totalmente gratuita, tanto en materiales como en mano de obra.
- El titular deberá entregar la factura o ticket de compra del producto, salvo que registre su producto en nuestra Web, de manera que aun perdiendo la factura quedará cubierto por la garantía.
- Quedan excluidos de la Garantía los daños causados por aplicaciones no descritas en las instrucciones de funcionamiento y, en general, por un uso distinto del doméstico, golpes por caídas, agentes externos (cal, productos químicos, entrada de agua ...) e intervenciones ajenas a un servicio oficial.
- También quedan excluidos los defectos estéticos causados por el uso, el desgaste normal y las operaciones de mantenimiento periódico descritas en el manual de instrucciones y que puede realizar el usuario.
- Los artículos consumibles (cabezales, bolsas, cepillos, bombillas..) no están cubiertos por esta garantía.

Safety	24
Components	30
Main components	31
Before starting the treatment	32
How to do the treatment	33
Ending the treatment	36
Cleaning and upkeep	36
Customer service and warranty	37



Lippo-massage device

Safety Instructions

Thank you very much for trusting us buying our product; we hope you enjoy your new body care device, an advanced aesthetic treatment for effectively treating cellulite at home, ergonomically designed for intuitive and easy usage, based on the technology used in clinics and medical-aesthetic centres.

In order to provide you with the best possible experience using your new body care device glo910, you can visit our website where you can find all the product information and mode of use in videos. www.glo910.com.



- Read these instructions completely before using your appliance.
- This manual is an integral part of the product. Keep it in a safe place for future reference.



Safety Instructions

- Please, use a swimming cap when use this device for neck and back massage, this appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- This appliance is for domestic use only; it is not for industrial use. Using it for any purpose other than the one indicated could be dangerous. Do not use this appliance as a substitute for appropriate medical care.
- Ask your doctor if you suffer from any health problem, for example, if you use a pace maker.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer or by your after-sales service shop or similar qualified personnel to prevent possible hazards.

- Do not attempt to modify or repair the appliance. In the event of any anomaly in the cord or any other part of the appliance, do not use it and take it to an authorised assistance service.
- Do not use the appliance if you are suffering from any skin rash or inflammation.
- Do not use infrared radiation if you suffer from varicose veins, as it could exacerbate the circulatory problem.
- Do not use the appliance in the abdomen area if you are pregnant or believe that you might be pregnant.

- Warning! Do not leave the device on a single point without moving it for more than 30 seconds. The friction generated might cause scratches on the skin or burns in the extreme case of an application on the same point for too long time.
- Do not use parts or accessories not supplied or recommended by the brand.
- Before plugging the appliance into the mains, check the voltage indicated matches that of your home.
- Always unplug the appliance after use and before removing or installing parts and before doing any maintenance or cleaning. Also, unplug it in the case of a power cut. When plugging in or unplugging the appliance, it must always be turned off.
- Do not pull on the cord or hang the appliance from it. Always unplug the appliance by pulling the connection pin, and not the cord.
- Be sure that the cord does not come into contact with sharp edges or hot surfaces. Do not allow the cord to hang over the edge of a table or worktop to avoid children pulling on it and causing the appliance to fall.
- Remove all elements from the inside or outside of the appliance used for protection during transport or for sales promotions, such as paper or plastic bags, plastic sheets, cardboard and stickers.



- Do not use near bathtubs, sinks, showers or other recipients containing water. If it falls into water, do NOT try to pick it up. Unplug it immediately.
- Never leave the appliance outdoors and exposed to the elements.
- Do not touch the appliance with wet hands when it is plugged in.
- Never leave the appliance on a wet surface or cloth while it is plugged in.

RECYCLING

If you decide not to use the grooming kit again, it is best to put it out of service. To do so, unplug the appliance and cut the power cord. In addition, it is best to disable the parts of the appliance that could be dangerous, especially for children, as they might use it improperly during play.



IMPORTANT: When you want to dispose of the appliance, NEVER throw it in the rubbish bin. Take it to the recycling or waste collection centre closest to your home for processing. You will thus be helping to take care of the environment.


This device complies with Low Voltage Directive 2006/95/EC, with Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC and Directive 2011/65/EU concerning restrictions on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.



Lippo-massage device
Use

Components

- 1- Main body of the appliance
- 2- On/off massage switch
- 3- On/Off switch with **SLIM tech®** technology (Mod. glo910+)
- 4- **SLIM tech®** technology (Mod. glo910+)
- 5- Variable massage intensity control
- 6- Selected massage intensity luminous indicator
- 7- Placing shaft of the massage rotors
- 8- Button for extracting and securing the massage heads
- 9- Massage heads
 - a. CELLU-ACTIVE (*)
 - b. CELLU-DETOX (mod. glo910+)
 - c. SOFT-MASSAGE (mod. glo910+)
 - d. BODY BRUSH (mod. glo910+)




9.a

9.b



9.c

9.d



Standard (*) glo910 comes with the most versatile and effective treatment body beauty head of the glo 910 series; you can complete and create your own personalized beauty massage treatment acquiring the heads you want separately.

Main components

The **glo 910 series** has been designed to be an **effective therapy to stop the cellulite process**, restoring the correct venous and lymphatic circulation, and eliminating the fat nodules that form the orange peel. Its **powerful engine** performs a rotational movement and strong, but painless, vibration which makes the treatment a pleasant and effective experience.

The glo910 model is equipped with **SLIM tech®** technology. This technology enhances the high efficiency of the fat-reducing massage with a combination of infrared and RED LEDs with different wavelengths (from 630 to 940 nm) that simultaneously penetrate various depths (from 1 to 4 cm). It reaches adipocytes during massage, favours their dissolution and liquefies them to be eliminated through the lymphatic system together with the retained fluids mobilized by massage.

The combination of massage heads, treatment intensity control and thermal energy allows multiple applications:

- **CELLU-ACTIVE:** is ideal for helping to remove cellulite and sagging, stimulate blood flow and return, tone muscles, perform lymphatic drainage, reduce volume, relieve back, sciatica and lumbago pain, muscle relaxation and prewarming, etc. It allows specifically treating abdominal fat to achieve a flat belly effect, thinner waistline and firmer skin.

General Recommendations for Use: Always apply on dry skin. Suitable for legs, buttocks, abdomen and arms.

- **CELLU-DETOX:** Actively stimulates draining and smooths aqueous cellulite. This head is suitable for use with creams and oils, multiplying its results. It can be used for relaxing massages and specific treatments, increasing the penetration rate of these products.

Cellu-Detox is indicated for Athletes as a treatment prior to strenuous exercise, avoiding injuries by pre-warming the muscles to exercise.

This head is also suitable for foot massage (reflexology), which produces a great relaxation and wellness feeling for tired feet with effect on the rest of the body.

General Recommendations for Use: Use with or without cream. Never apply on the back.

- **BODY-BRUSH:** New body scrub head with soft, thin and flexible natural fibre bristles that exert pressure on the body, removing dead cells and impurities to make healthy skin emerge to the surface. The skin regains its youthful, radiant and luminous tone.

Dry brushing tones the body and activates the lymphatic system and blood flow. It has many benefits amongst which fighting against cellulite and dry skin, even at elbows and knees; in addition, it helps preventing varicose veins, stimulates the circulation, helps eliminating toxins and makes the skin look radiant and silky.

General Recommendations for Use: Dry use. Ideally, do this treatment once or twice a week, before bedtime or before the bath/shower. Areas with cellulite: energetic and frequent brushing.

- **SOFT-MASSAGE:** head with soft-foam, flat-surfaced small cylinders, ideal for gentle scrubbing of the skin and cervical massage. In general, for soft and delicate areas, relaxing massages and relief of discomfort in legs with varicose veins. Gently scrubs making the skin light and reaffirmed.

General Recommendations for Use: Use at low speed. Always use dry without creams.

Before starting the treatment

- The skin must be clean and dry
- Choose the suitable head for the desired treatment and place it in the shaft.

PLACEMENT AND REMOVAL OF THE HEAD *(Figure 1)*

- a) To position the head, insert the selected head shaft (7) on the shaft at the base of the device, and secure it by pressing the button (8) located in the centre. Pressing or forcing the anchoring system is needless.
- b) To remove a massage head, press the button (8). Once released, pull it outwards.



Figure 1

How to do the treatment

- Plug in the device into the mains and activate the On-Off button (2) which will light up.
- **Select the massage speed** by turning the knob (5); the selected level is easily seen in the bright viewfinder (6). The head will start rotating. (Figure 2)
- (Model glo910+) If you want to activate the **SLIM tech®** technology (4), press button 4. The button indicating that the thermal power is enabled will light up; in addition, the RED LEDs will be seen through the energy emission area (4) (Figure 3).

RECOMMENDATIONS:

- Apply low-intensity massage in areas where the skin is delicate (neck, breasts, arms...), as well as for the feet, if you have varicose veins or if you are pregnant.
- For the rest of the body, begin with low speed and gradually raise it according to your sensitivity and the head you are using.
- The device is strong enough by itself; excessively pressing it against skin is not necessary; hold it firmly and move it through the skin. You can push harder in some areas such as buttocks.
- At first, bruises may appear with the **CELLU-ACTIVE** (9.a) head, since there may be many entrenched cells; this is normal and gradually improves with treatment. The cause is the intensity applied to deep muscle massage and connective tissue, although it is important to note that not all deep tissue massages end in bruises. If you have capillary fragility and therefore, propensity to present hematomas due to a massage of deep tissue, the smooth Cellu-Detox flat roller (9.b) should be used and begin with a gentle massage intensity.

MESSAGE DURATION:

- The success of this treatment lays on consistency; 15-20 minutes devoted to your care are enough, but you can spend longer time if you prefer. At first, you can massage every day, and later, spread the massages in less weekly sessions, but it depends on you. Look for the ideal moment for a massage along your daily routine; it will help you be constant.
- This device has a built-in security system, so it will automatically shut-off after 30 minutes use. If you wish to continue the treatment, just wait a few minutes (approximately 5) and switch the appliance on again. Continue using normally.

- You can switch the massage heads so that you do not get tired, for example, if you use the **CELLU-ACTIVE** head to fight cellulite, replace it with the **BODY BRUSH** for one day and with **CELLU-DETOX** for another day, increasing the treatment effectiveness.
- The massage should be done in the blood flow direction, in order to favour toxin elimination through the lymphatic system (usually upward). (Figure 4)



Figure 2



Figure 3




Figure 4


Recommendations for each body area:

! Do not touch bones when massaging; you can hurt yourself.


LEGS: move the device from the ankle towards the knee. From the knee, move the device up to the buttocks and waist.



ARMS: Raise your arm, and move the device from elbow to armpit.




ABDOMEN: in the abdomen, perform the massage at low intensity and slowly move the device from the navel outwards.



APPLICATION PROTOCOL: Discover in www.glo910.com an Aesthetic Dermatology Technique for professional fat reduction results developed in cooperation with a Medical-Beauty Center. This application protocol helps reproducing similar way of massage procedures done at Specialized Centers achieving professional results on the comfort of your home.

BACK: Back massage should be done lying face down; therefore, the assistance of another person is needed. Start massaging in the centre of the lumbar region by moving the device sideways for a few seconds and perform the massage on both sides of the spine up to the neck area.

If you suffer from lumbago, you can use the device to relieve pain. Length, head and strength of this massage will depend on the pain intensity, but it is not advisable to treat this disease for more than 3 min. Then you can apply an anti-inflammatory ointment in the area with the CELLU-DETOX head. If you have the glo910 model, use infrared heads in this treatment.




NEVER massage on the spine.



DO NOT leave the device on a single point without moving it for more than 30 seconds. The friction generated might cause scratches on the skin or burns in the extreme case of an application on the same point for too long time.

FOOT MASSAGE: relieves fatigue and stress accumulated in the plant area with a gentle massage at minimum intensity and the CELLU-DETOX head.



Remove hair from the face before applying the device to prevent it from tangling with the head and getting hurt. It is advisable to use a pool or shower cap for more safety and comfort.

To reaffirm the neck, start in the centre of the chin and continue towards the outside of the face, under the jaw, very slowly and without applying pressure.

After intense massage, skin pores are open increasing the effectiveness of treatment creams, so it is the ideal time to apply them. It is even possible to further enhance its effect using the CELLU-DETOX head, for application; its deep massage helps multiplying the effects of your treatment creams and oils. Clean the remains of cream from the head after this treatment.

Ending the treatment

Once the massage is over, turn off the device by pressing the buttons activates at the beginning of the treatment. The massager will stop. Then, unplug it from the mains.

Cleaning and upkeep

- After unplugging the device, use a dry cloth to clean the exterior.
- Do not use solvents, detergents or abrasive products.
- When not in use, keep the device in a cool and dry place.
- To prevent the cable from becoming damaged, do not twist it, pull it or wind it around the appliance. If it is damaged, have it replaced immediately by qualified personnel.

CLEANING THE MASSAGE HEADS:

- Its is recommended to clean the heads with a small brush or a dry cloth. Specifically, they can be washed thoroughly before the next use.



Customer service and warranty :

For further information about glo910 and warranty conditions, please visit our website www.glo910.com.

If your device glo910 + glo910 or is broken, damaged, requires any repair, please contact your local glo910 Customer Service at support@glo910.com.

Guarantee conditions:

- In Member States of the EU, the owner is also granted the rights due to transposition of the 1999/44/EC Directive in the respective national legislation, and, in any other country, by the law in force regarding consumer protection.
- The warranty comes into force on the date indicated on the product invoice or purchase receipt.
- Repair will be carried out completely free of charge, for both materials and labor, during the first two years.
- The holder shall present the product invoice or purchase receipt, unless you register the product at www.glo910.com, so even in the case you lose the invoice, you will be covered by the warranty.
- Damage is not covered by this Guarantee if it is caused by using the equipment in a manner not described in the instruction manual and in general for use other than domestic use, knocks from being dropped, external agents (lime scale, chemical products, water damage etc.).
- Any aesthetic damage caused by use, normal wear and the periodic maintenance operations described in the instruction manual, which may be carried out by the user, is also excluded.
- Supplies (bags, brushes, batteries, bulbs, etc.) are not covered by this warranty.

Sécurité	42
Composants	48
Principales applications	49
Avant de commencer le traitement	50
Comment réaliser un traitement	51
Fin du traitement	54
Nettoyage et entretien	54
Service client et garantie	55



Appareil de lipomassage

Instructions de sécurité

Nous vous remercions de la confiance que vous nous manifestez en achetant notre produit ; nous espérons que vous saurez tirer parti de votre nouvel appareil de soin corporel, un traitement esthétique de pointe pour combattre efficacement la cellulite chez vous, doté d'un design ergonomique pour une utilisation intuitive et simple, et basé sur la technologie employée dans les cliniques et les centres médico-esthétiques.

Pour que l'utilisation de votre appareil de soin corporel glo910 vous apporte la meilleure expérience possible, vous pouvez visiter notre site Internet où vous trouverez toute l'information sur le produit et des vidéos expliquant son mode d'emploi. www.glo910.com.



- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
- Ce manuel fait partie du produit. Conservez-le dans un lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.



Instructions de sécurité

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes non familiarisées avec son fonctionnement, des personnes handicapées ou des enfants âgés de plus de 8 ans, et ce, sous la surveillance d'une personne responsable ou après avoir reçu la formation nécessaire sur le fonctionnement sûr de l'appareil et en comprenant les dangers qu'il comporte. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas réaliser les opérations de nettoyage ou de maintenance de l'appareil sauf sous la supervision d'un adulte.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique, non industriel. Toute utilisation différente de celle indiquée peut être dangereuse. Ne pas utiliser cet appareil en remplacement de soins médicaux appropriés.
- Consultez votre médecin en cas de problème de santé ou de port de stimulateur cardiaque.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par le fabricant, par un service après-vente ou par un professionnel agréé afin d'écartier tout danger.

- Ne modifiez ni ne réparez jamais l'appareil. Si vous constatez une anomalie sur le cordon ou une autre partie de l'appareil, ne l'utilisez pas et amenez-le à un centre de service technique agréé.
- N'utilisez pas l'appareil directement sur des inflammations ou des éruptions cutanées.
- N'utilisez pas les rayons à infrarouges si vous souffrez de varices, cela pourrait envenimer les problèmes circulatoires.
- N'utilisez pas l'appareil sur l'abdomen si vous êtes ou pensez être enceinte.
- Pour éviter que les cheveux s'emmêlent en réalisant le massage au niveau des cervicales, se les attacher en chignon ou queue-de-cheval sur la partie haute de la tête. L'idéal est d'utiliser un Bonnet de bain pour plus de sécurité et de confort.

- Attention! Ne pas laisser l'appareil sur un seul point sans le déplacer pendant plus de 30 secondes. Le frottement généré peut provoquer des rayures sur la peau ou des brûlures dans le cas extrême d'une application sur le même point pendant trop longtemps.
- N'utilisez pas de pièces ni d'accessoires non fournis ou recommandés par la marque.
- Avant de brancher l'appareil au secteur, vérifiez que la tension indiquée correspond bien à celle de votre logement.
- Débranchez toujours l'appareil après usage et avant de démonter ou de monter des pièces et d'effectuer toute opération d'entretien ou de nettoyage. Débranchez-le également en cas de coupure de courant. Lorsque vous branchez ou débranchez l'appareil, celui-ci doit être en position « arrêt ».
- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation et ne suspendez pas l'appareil par le cordon. Débranchez l'appareil en tirant toujours sur la prise, jamais sur le cordon.
- Prenez garde à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des éléments tranchants ou des surfaces chaudes. Ne laissez pas le cordon pendre au bord de la table ou du plan de travail afin d'éviter que les enfants ne tirent dessus et ne le fassent tomber.
- Retirez tous les sachets en papier ou en plastique, les films plastiques, les cartons et autocollants éventuels apposés sur l'appareil ou à l'extérieur lui servant de protection pendant le transport ou pour sa promotion.



- N'utilisez pas l'appareil à côté d'une baignoire, d'un lavabo, d'une douche ou de tout récipient contenant de l'eau. S'il tombe dans l'eau, N'ESSAYEZ PAS de le rattraper.
- N'exposez pas l'appareil aux intempéries.
- Ne touchez pas l'appareil en marche avec les mains humides.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sur une surface ou un chiffon humide.

RECYCLAGE

Si vous décidez de ne plus utiliser l'appareil, il est recommandé de le rendre inutilisable. Pour cela, débranchez l'appareil et coupez le cordon d'alimentation. De plus, il est recommandé de rendre inutilisables les parties de l'appareil qui peuvent s'avérer dangereuses, en particulier pour les enfants, car ces derniers pourraient en faire un mauvais usage en jouant.



ATTENTION! Pour mettre l'appareil au rebut, **NE LE JETEZ JAMAIS** à la poubelle; déposez-le dans un **POINT DE RECYCLAGE** ou à la déchetterie la plus proche afin qu'il y soit recyclé. Vous contribuerez ainsi à la préservation de l'environnement.

Cet appareil est conforme à la Directive 2006/95/CE sur la basse tension, la Directive 2004/108/EC sur la compatibilité électromagnétique et la Directive 2011/65/UE relative à la limitation d'usage de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques.




Appareil de lipomassage

Comment utiliser

Composants

- 1- Corps principal de l'appareil
- 2- Interrupteur marche/arrêt du massage
- 3- Interrupteur marche/arrêt de la technologie SLIM tech® (mod. glo910+)
- 4- Technologie SLIM tech® (mod. glo 910+)
- 5- Potentiomètre intensité de massage
- 6- Voyant lumineux indiquant l'intensité de massage sélectionnée
- 7- Axe de positionnement des rotors de massage
- 8- Bouton pour l'extraction et la fixation des têtes de massage
- 9- Têtes massage:
 - a. CELLU-ACTIVE (*)
 - b. CELLU-DETOX (mod. glo910+)
 - c. SOFT-MASSAGE (mod. glo910+)
 - d. BODY BRUSH (mod. glo910+)




9.a

9.b



9.c

9.d



(*) glo 910 incorpore de série la tête la plus polyvalente et la plus efficace du soin de beauté corporel de la série glo 910 ; vous pouvez compléter et composer votre propre traitement de beauté personnalisé en achetant séparément les têtes de massage que vous souhaitez.

Principales applications

La **Série glo 910** a été conçue pour constituer une **thérapie efficace contre le processus de formation de la cellulite**, rétablir une circulation veineuse et lymphatique correcte et éliminer les nodules de graisse responsables de la peau d'orange. Son **moteurpuissant** effectue un mouvement de rotation et une forte vibration tout à fait indolore qui convertit le traitement en une expérience agréable et efficace.

Le modèle glo910+ est doté de la technologie **SLIM tech®** qui renforce la grande efficacité du massage liporéducteur grâce à la combinaison d'infrarouges et de RED LED de différentes longueurs d'onde (entre 640 et 910 nm) qui pénètrent simultanément à différentes profondeurs et atteignent durant le massage les adipocytes, de manière à favoriser leur dissolution. Ceux-ci une fois liquéfiés sont postérieurement éliminés par l'action du massage à travers le système lymphatique, en même temps que les liquides retenus.

En combinant les têtes de massage, le réglage de l'intensité et les énergies thermiques, on peut obtenir de multiples applications:

- **CELLU-ACTIVE** : idéale pour contribuer à éliminer la cellulite et la flaccidité, stimuler la circulation sanguine et de retour, tonifier les muscles, réaliser des drainages lymphatiques, diminuer le volume, calmer des douleurs de dos, sciatique et lumbago, pour la relaxation et l'échauffement musculaire, etc. Permet de traiter de manière spécifique la graisse abdominale pour obtenir un effet ventre plat, une taille plus fine et une peau plus ferme.

Recommandations générales d'utilisation : Toujours appliquer sur la peau sèche. Convient aux jambes, fesses, abdomen et bras.

- **CELLU-DETOX** : stimule activement le drainage et lisse la cellulite de type aqueuse. Cette tête est indiquée pour l'utilisation combinée de crèmes et d'huiles, dont elle multiplie les résultats. Peut être utilisée pour des massages relaxants comme pour des traitements spécifiques, en augmentant l'indice de pénétration de ces produits.

Cellu-Detox est indiquée pour les sportifs, comme traitement préalable à un exercice physique intense, afin d'échauffer préalablement les muscles sollicités et éviter ainsi des lésions.

Cette tête convient aussi aux massages pour les pieds (réflexothérapie podale), en produisant non seulement une grande sensation de détente et de bien-être pour les pieds fatigués, mais aussi un effet généralisé sur tout le reste du corps.

Recommandations générales d'utilisation : Utilisation avec ou sans crème. Ne jamais appliquer sur le dos.

- **BODY-BRUSH** : une toute nouvelle tête d'exfoliation corporelle, aux soies douces, fines et souples, en fibre naturelle, qui exerce une certaine pression sur le corps et entraînent les cellules mortes et les impuretés pour laisser émerger la peau saine à la surface. La peau retrouve tout l'éclat et la luminosité de sa jeunesse.

Le brossage à sec tonifie le corps et active le système lymphatique et la circulation sanguine. Parmi ses nombreux bienfaits se trouvent sa contribution à combattre la cellulite et la peau sèche (coudes, genoux...), la prévention des varices, l'activation de la circulation et l'élimination de toxines, en donnant à la peau une apparence soyeuse et lumineuse.

Recommandations générales d'utilisation : Brossage à sec. Pour ce traitement, la fréquence idéale est de une ou deux fois par semaine, avant d'aller se coucher ou avant la douche/bain. Zones de cellulite : brosser énergiquement et fréquemment.

- **SOFT-MASSAGE** : tête formée de petits cylindres en mousse souple et à surface plane, idéale pour l'exfoliation en douceur de la peau et les massages des cervicales. En général, pour les zones douces et délicates, pour des massages relaxants et pour soulager les jambes des gênes causées par les varices. Exfoliation douce qui laisse la peau lumineuse et plus ferme.

Recommandations générales d'utilisation : Utiliser à vitesse modérée toujours à sec, sans crème.

Avant de commencer le traitement

- La peau doit être propre et sèche.
- Choisissez la tête adaptée au traitement que vous souhaitez réaliser et montez-la sur l'axe.

MONTAGE ET EXTRACTION DE LA TÊTE (figure 1)

- a) Pour monter la tête, introduisez l'axe de la tête sélectionnée (7) dans l'axe situé à la base de l'appareil et fixez en appuyant sur le bouton (8) qui se trouve au centre. Il n'est pas nécessaire d'appuyer ni de forcer le système d'ancrage.
- b) Pour extraire une tête de massage, appuyez sur le bouton (8). Une fois libérée, tirez sur la tête vers l'extérieur.



Figure 1

Comment réaliser un traitement

- Branchez l'appareil sur le réseau électrique et appuyez sur le bouton marche/arrêt (2), qui s'allumera.
- Sélectionnez la vitesse de massage en tournant le potentiomètre (5), le niveau sélectionné se voit facilement sur le petit écran lumineux (6). La tête commencera à tourner. (figure 2)
- (Modèle glo910+) Si vous souhaitez activer la technologie SLIM tech® (4) appuyez sur le bouton 4. Celui-ci s'allumera pour indiquer que l'énergie thermique est active ; vous pourrez aussi voir les RED LED à travers la zone d'émission de l'énergie (4). (figure 3)

RECOMMANDATIONS:

- Utilisez une faible intensité de massage sur les zones où la peau est délicate (visage, cou, poitrine, bras,...), sur les pieds, si vous avez des varices ou si vous êtes enceinte.
- Pour le reste du corps, commencez par une vitesse lente et augmentez-la suivant votre sensibilité et la tête utilisée.
- L'appareil est suffisamment puissant sans qu'il soit nécessaire de le presser excessivement sur la peau ; tenez-le fermement et déplacez-le sur la peau. Vous pouvez éventuellement appuyer plus dans certaines zones, comme les fesses.
- Au début du traitement avec la tête CELLU-ACTIVE (9.a), des bleus peuvent apparaître en raison de la grande quantité de cellules enkystées accumulées ; cet effet est normal et disparaîtra au fil du traitement.

DURÉE RECOMMANDÉE DU MASSAGE :

- Le succès de ce traitement réside dans la constance ; 15-20 minutes seront suffisantes mais vous pouvez aussi y consacrer davantage de temps si vous le souhaitez. Au début, vous pouvez effectuer un massage tous les jours puis progressivement les espacer durant la semaine, mais tout dépendra de vous. Cherchez dans votre routine le moment idéal pour réaliser le massage afin d'être constante.
- Cet appareil dispose d'un système de sécurité intégré, qui fait qu'au bout de 30 minutes d'utilisation continue, il s'arrêtera automatiquement. Pour continuer avec le traitement, attendez quelques minutes (environ 5) et rallumez l'appareil. Continuez à utiliser normalement.

- Vous pouvez alterner les têtes de massage pour ne pas vous lasser et augmenter l'efficacité du traitement ; si vous utilisez par exemple habituellement la tête CELLU-ACTIVE pour combattre la cellulite, remplacez-la un autre jour par la BODY BRUSH et un autre par la CELLU-DETOX.
- **Le massage doit être réalisé dans le sens de la circulation du sang, pour favoriser l'élimination de toxines à travers le système lymphatique (en général, dans le sens ascendant).** (figure 4)



Figure 2



Figure 3


Recommandations pour chaque partie du corps :

! Ne touchez pas les os durant le massage, vous pourriez vous faire mal.

JAMBES :déplacez l'appareil de la cheville vers le genou. Depuis le genou, déplacez l'appareil jusqu'aux fesses et la taille.



BRAS :levez le bras et déplacez l'appareil depuis la zone du coude jusqu'à l'aisselle.



ABDOMEN :sur l'abdomen, réalisez le massage à faible intensité et déplacez lentement l'appareil depuis le nombril vers l'extérieur.






Figure 4

DOS : pour le massage sur le dos, vous devrez vous positionner à plat ventre et aurez donc besoin de l'aide d'une autre personne. Commencez le massage au centre de la région lombaire en déplaçant l'appareil vers les côtés durant quelques secondes puis des deux côtés de la colonne jusqu'aux cervicales.

Si vous souffrez d'un lumbago, vous pouvez utiliser l'appareil pour soulager la douleur. La durée, la tête et la force de ce massage dépendront de l'intensité de la douleur, mais il n'est pas recommandé de traiter cette affection pendant plus de 3 minutes. Vous pouvez appliquer ensuite une crème anti-inflammatoire sur la zone avec la tête CELLU-DETOX. Si vous avez le modèle glo910+, utilisez les infrarouges pour ce traitement.



! NE RÉALISEZ JAMAIS le massage sur la colonne vertébrale.

! NE PAS laisser l'appareil sur un seul point sans le déplacer pendant plus de 30 secondes. Le frottement généré peut provoquer des rayures sur la peau ou des brûlures dans le cas extrême d'une application sur le même point pendant trop longtemps.

MASSAGE DES PIEDS : soulagez la fatigue et la tension accumulées sur la plante des pieds avec un doux massage à intensité minimum et avec la tête CELLU-DETOX.



! Dégagez vos cheveux du visage avant de commencer le traitement pour éviter qu'ils ne s'emmêlent avec la tête de l'appareil et vous fassent mal. Pour plus de sécurité et de confort, utilisez un bonnet de bain ou de douche.

Pour raffermir le cou, commencez au centre du menton et continuez vers la partie extérieure du visage, en passant sous la mandibule, très lentement et sans appuyer.

Après le massage intense, les pores de la peau restent ouverts, favorisant une meilleure efficacité des crèmes de soin ; le moment est donc idéal pour leur application. Vous pouvez même augmenter encore plus leur effet en utilisant la tête CELLU-DETOX pour les appliquer ; son massage en profondeur contribuera à multiplier les effets de vos crèmes et huiles de soin. Nettoyez la tête des résidus de crème après ce traitement.

Fin du traitement

Une fois le massage terminé, éteignez l'appareil en appuyant sur les boutons activés au début du traitement. L'appareil s'arrêtera. Puis débranchez la prise du réseau électrique.

Nettoyage et entretien

- Une fois l'appareil débranché, utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'extérieur.
- N'utilisez pas de solvants, de détergents ni de produits abrasifs.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, rangez-le dans un endroit frais et sec.
- Ne tordez pas le câble, ne tirez pas dessus et ne l'enroulez pas autour de l'appareil, afin d'éviter de l'endommager. Si celui-ci est endommagé, faites-le remplacer immédiatement par du personnel qualifié.

NETTOYAGE DES TÊTES DE MASSAGE

- Il est recommandé de nettoyer les têtes avec une petite brosse ou une lingette. De temps en temps il est possible de les nettoyer avec du savon neutre, à l'eau tiède ou froide (max 30 ° C). Éviter la pénétration d'eau au niveau du manche. Bien sécher avant le prochain usage.



Service client et garantie:

Pour plus d'informations sur les conditions de garantie et glo910, prière de visitez notre site Web www.glo910.com.

Si votre appareil glo910 + glo910 est cassé, endommagé, nécessite une réparation, merci de contacter votre service clientèle le plus proche de glo910 support@glo910.com.

Conditions de la garantie:

- Dans les Etats membres de l'EU, le titulaire est en outre protégé par les droits que lui confère la transposition de la Directive 1999/44/EC dans les législations nationales respectives, et, dans le reste des pays, par les lois en vigueur relatives à la protection du consommateur.
- Le délai de validité de la garantie commence à partir de la date indiquée sur la facture ou sur le ticket d'achat du produit.
- Durant les deux premières années, la réparation sera entièrement gratuite, en matériaux ainsi qu'en main d'oeuvre.
- Le titulaire devra présenter la facture ou le ticket d'achat du produit, sauf si vous enregistrez votre produit sur notre site Web, de sorte que même si la facture est perdue vous serez couvert par la garantie.
- La Garantie ne couvre pas les dommages causés par des applications non décrites dans les instructions de fonctionnement, et d'une façon générale, par un usage non domestique, des coups par chutes, des agents externes (calcaire, produits chimiques, entrée d'eau...) et des interventions étrangères à celles d'un Service Officiel.
- Sont exclus les défauts esthétiques causés par l'utilisation, l'usure normale et les opérations d'entretien périodique décrites dans le manuel d'instructions et qui peuvent être effectuées par l'utilisateur.
- Les articles consommables (filtres, sacs, brosses, piles, ampoules,...) ne sont pas couverts par la garantie.

Mixen Beauty Technologies SL.
Florida, 18, 01005 Vitoria-Gasteiz, Araba,
España

25W -60Hz, 100-240V



Lipo-masajeador corporal / Lippo-massage
device / Appareil de lipomassage

Fotos no contractuales: el producto puede
diferir de la foto / The product may differ
from the photo / Le produit peut être diffé-
rente de la photo

Designed in Europe
Made in China